

Western blot 封闭液(含 BSA)

产品信息

产品编号	产品名称	规格
YK2314	Western blot 封闭液(含 BSA)	100ml

产品介绍

- ◆ 本公司生产的 Western 封闭液(Blocking Buffer)可以用于对 Western 时转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭。Western blot 封闭可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。
- ◆ 本产品的主要有效成分为 BSA 和去垢剂等，一方面能有效封闭膜上的蛋白结合位点，另一方面能有效减少后续一抗和二抗的非特异性结合。
- ◆ 本产品可以用于一抗的稀释。
- ◆ 按照每张膜封闭需要 5-10 毫升封闭液计算，100ml 包装的 Western 封闭液可以封闭 10-20 张膜。

运输与保存方法

4℃保存一年有效，长期不使用可以-20 保存。

使用说明

完成转膜后，用 Western 洗涤液洗涤蛋白膜 1-2 分钟。加入 Western 封闭液，封闭 60 分钟，然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项

1. 通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体，可以 4℃封闭过夜。
2. 本产品仅用于科学研究，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

